

**САЛФЕТКИ И ОТРЕЗЫ
МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ**

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 16427—70

5 ИЗДАНИЕ (ноябрь 2009 г.) с Поправкой (ИУС 5—2004)

© ИПК Издательство стандартов, 1995
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

САЛФЕТКИ И ОТРЕЗЫ
МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕГОСТ
16427—93

Технические условия

Medical gauze napkins and cuts.
SpecificationsМКС 11.120.20
ОКП 84 6110

Дата введения 2005—01—01

Настоящий стандарт распространяется на стерильные и нестерильные медицинские марлевые салфетки и нестерильные марлевые отрезки, предназначенные для использования в качестве готовых (салфетки) и для изготовления (отрезки) операционно-перевязочных средств.

Требования стандарта являются обязательными.

1 Технические требования

1.1 Салфетки и отрезки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическим режимам, утвержденным в установленном порядке.

1.2 Основные параметры и размеры

1.2.1 Размеры изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

В сантиметрах

Наименование изделий	Длина	Ширина
Салфетки	$70 \pm 1,5$	$68 \pm 1,5$
То же	$45 \pm 1,5$	$29 \pm 1,5$
»	$16 \pm 1,0$	$14 \pm 1,0$
»	$16 \pm 1,0$	$8 \pm 1,0$
Отрез	$1000 \pm 10,0$	$90 \pm 1,5$
»	$1000 \pm 10,0$	$84 \pm 1,5$

1.2.2 Изделия одного размера должны быть скомплектованы. Количество изделий в комплекте должно соответствовать требованиям таблицы 2.

Таблица 2

Наименование изделий	Количество изделий в комплекте, шт.	
	стерильных	нестерильных
Салфетки:		
70 × 68 см (однослойные)	5	50
45 × 29 см (однослойные)	10	100
45 × 29 см (двухслойные)	5	50

Окончание таблицы 2

Наименование изделий	Количество изделий в комплекте, шт.	
	стерильных	нестерильных
16 × 14 см (однослойные)	20 или 40	100 или 200
16 × 14 см (двухслойные)	10 или 20	50 или 100
16 × 14 см (четырёхслойные)	5 или 10	25 или 50
16 × 8 см (четырёхслойные)	—	50
Отрезы	—	3

Примечание — Слоем считается одинарная салфетка.

1.3 Характеристики

1.3.1 Салфетки и отрезки должны изготавливаться из марли по ГОСТ 9412 или, по согласованию с потребителем, из медицинской марли по другой нормативно-технической документации.

1.3.2 Раскрой салфеток производят по основе или утку. Кромку марли не обрезают. Швы в салфетках не допускаются.

В комплекте отрезков допускается один отрез с оверлочным швом.

1.3.3 При складывании салфеток их продольные и поперечные края должны быть загнуты вовнутрь так, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны. Отрезы складывают метровыми складками по длине «гармошкой» или, по согласованию с потребителем, наматывают в рулончики с частичной подпрессовкой.

Поставка отрезков в рулончиках для Министерства обороны не допускается.

1.3.4 Стерилизацию комплекта салфеток производят в упакованном виде паровым методом в соответствии с инструктивно-методическими документами, утвержденными органами здравоохранения.

1.3.5 Клей из картофельного и кукурузного крахмала, предназначенный для проклеивания упаковочных оболочек и бандеролей, должен содержать антисептическое вещество (формалин и др., разрешенные органами здравоохранения).

1.4 Упаковка

1.4.1 Комплекты салфеток, предназначенные для стерилизации, упаковывают двумя способами:

1-й способ — комплект салфеток скрепляют полоской из пергамента, подпергамента или неокрашенной оберточной бумаги, наружный конец полоски приклеивают, затем комплект завертывают в подпергаментную оболочку в полтора оборота, боковые стороны оболочки, сложенные треугольником, загибают вовнутрь, обматывают ниткой толщиной 100 текс или 50 текс кольцеобразно в два оборота и туго завертывают вместе с ниткой в наружную оболочку из пергамента в два оборота так, чтобы оболочка со всех сторон имела не менее двух слоев пергамента, а продольные ее края заходили друг на друга не менее чем на 2 см. Конец нитки выводят наружу на 3—4 см. Продольный край оболочки приклеивают к первому слою пергамента. На торцах комплекта пергамент складывают конвертным способом и приклеивают.

Комплект по длине оклеивают бандеролью из пергамента, полностью закрывающей складки пергамента на торцах.

2-й способ — комплект салфеток скрепляют полоской из пергамента, подпергамента или неокрашенной оберточной бумаги, наружный конец полоски приклеивают, затем комплект обматывают ниткой толщиной 50 или 100 текс и заворачивают в пергаментную оболочку в полтора оборота. Торцевые края пергамента загибают и накладывают на комплект салфеток. На загнутые края оболочки по длине и ширине наносят равномерно слой клея и продолжают заворачивать до тех пор, пока оболочка не составит два с половиной оборота. Оболочка должна иметь со всех сторон не менее двух слоев пергамента. Конец нитки должен быть выведен наружу на 3—4 см.

Затекание клея вовнутрь первого слоя пергаментной оболочки не допускается.

Упаковка комплектов должна обеспечивать стерильность.

1.4.2 При упаковке каждый из комплектов нестерильных салфеток размером 70 × 68, 45 × 29 см и отрезков должен быть перевязан марлевой кромкой крест-накрест, а комплект салфеток размером 16 × 14, 16 × 8 см — скреплен бумажной полоской из подпергамента. Затем комплекты